

リヴァノヴァ社製迷走神経刺激装置に関するMR適合性情報一覧

| 製品情報 | 迷走神経刺激装置 | 迷走神経刺激装置 | 迷走神経刺激装置用リード | 迷走神経刺激装置 |
|---|---|--|--|--|
| 商品名 | VNS ジェネレータ Demipulse M103、パルスジェネレータVNS-G105(販売終了) | VNS ジェネレータ Aspire SR M106 | VNSリードM303(2mm), M304(2mm), M303(3mm), M304(3mm) | SenTiva Model M1000 |
| 商品コード | 10-0011-1601、10-0011-1801(販売終了) | 10-0011-2101 | 10-0011-1204(販売終了)、10-0011-1214、10-0011-1304、10-0011-1206(販売終了)、10-0011-1216、10-0011-1306 | 10-0012-5002 |
| 機種番号 | VNS-M103, VNS-M105 | M106 | M303, M304 | M1000 |
| 添付文書記載の材料 | チタン、ポリウレタン、シリコーン | チタン、ポリウレタン、シリコーン | シリコーン、ヘブタン、シリコンエラストマ、プラチナ/イリジウム、ポリエチル、ステンレス鋼、フッ素樹脂 | チタン、ポリウレタン、シリコーン、ステンレス鋼 |
| MR適合性標準 | | | MR conditional | |
| MRI検査に関する安全情報 | 非臨床試験の結果からIPG (IPG VNS-M103 及び 105)は MR Conditional(自己認証による)であることが示されている。 本品を植え込んだ患者に対して、以下に示される条件下においては、安全に MR 検査を実施することが可能である。M104 は MR Unsafe であり、MR 検査は禁忌とする。 <MR検査を実施する施設の条件> ・放射線科を標準していること。 ・本品の添付文書に記載された条件で検査が行える装置を有すること。 ・日本磁気共鳴専門技術者(MRI専門技術者)又はそれに準ずる者が常時配置され、MRI装置の精度及び安全を管理していること。 <MR検査を行つための必須条件> ・本治療法施行医師は、患者に対して、MR検査を実施する医師及び技術に植込み患者手帳等(MRI検査の安全性を確認するため)を提示するように指導すること。 ・MR検査の実施者は、MR検査の安全性が確認されること。 ・MR検査の実施は、検査実施施設で定めたMR検査マニュアルを遵守すること。 ・MR検査実施後は、本治療法施行医師が行う通常のフォローアップにおいて、本品に異常がないことを確認すること。 本品のMR検査に対する安全性は非臨床試験のみで検証されている。このことに留意し、本治療法施行医師は患者に対してMR検査を行う場合に起りうる不具合及び有害事象【使用上の注意】欄の「4.不具合・有害事象」参照)について十分に説明すること。 | 本品を植え込んだ患者はMRI検査を行う場合は、以下に示す条件下、及び【使用方法】欄の「MRI使用条件」に示された条件下で行うこと。 <MR検査を実施する施設の条件> ・放射線科を標準していること。 ・本品の添付文書に記載された条件で検査が行える装置を有すること。 ・日本磁気共鳴専門技術者(MRI専門技術者)又はそれに準ずる者が常時配置され、MRI装置の精度及び安全を管理していること。 <MR検査を行つための必須条件> ・本治療法施行医師は、患者に対して、MR検査を実施する医師及び技術に植込み患者手帳等(MRI検査の安全性を確認するため)を提示するように指導すること。 ・MR検査の実施者は、MR検査の安全性が確認されること。 ・MR検査の実施は、検査実施施設で定めたMR検査マニュアルを遵守すること。 ・MR検査実施後は、本治療法施行医師が行う通常のフォローアップにおいて、本品に異常がないことを確認すること。 本品のMR検査に対する安全性は非臨床試験のみで検証されている。このことに留意し、本治療法施行医師は患者に対してMR検査を行う場合に起りうる不具合及び有害事象【使用上の注意】欄の「4.不具合・有害事象」参照)について十分に説明すること。 | 本品を植え込んだ患者はMRI検査を行う場合は、以下に示す条件下、及び【使用方法】欄の「MRI使用条件」に示された条件下で行うこと。 <MR検査を実施する施設の条件> ・放射線科を標準していること。 ・本品の添付文書に記載された条件で検査が行える装置を有すること。 ・日本磁気共鳴専門技術者(MRI専門技術者)又はそれに準ずる者が常時配置され、MRI装置の精度及び安全を管理していること。 <MR検査を行つための必須条件> ・本治療法施行医師は、患者に対して、MR検査を実施する医師及び技術に植込み患者手帳等(MRI検査の安全性を確認するため)を提示するように指導すること。 ・MR検査の実施者は、MR検査の安全性が確認されること。 ・MR検査の実施は、検査実施施設で定めたMR検査マニュアルを遵守すること。 ・MR検査実施後は、本治療法施行医師が行う通常のフォローアップにおいて、本品に異常がないことを確認すること。 本品のMR検査に対する安全性は非臨床試験のみで検証されている。このことに留意し、本治療法施行医師は患者に対してMR検査を行う場合に起りうる不具合及び有害事象【使用上の注意】欄の「4.不具合・有害事象」参照)について十分に説明すること。 | 本品を植え込んだ患者はMRI検査を行う場合は、以下に示す条件下、及び【使用方法】欄の「MRI使用条件」に示された条件下で行うこと。 <MR検査を実施する施設の条件> ・放射線科を標準していること。 ・本品の添付文書に記載された条件で検査が行える装置を有すること。 ・日本磁気共鳴専門技術者(MRI専門技術者)又はそれに準ずる者が常時配置され、MRI装置の精度及び安全を管理していること。 <MR検査を行つための必須条件> ・本治療法施行医師は、患者に対して、MR検査を実施する医師及び技術に植込み患者手帳等(MRI検査の安全性を確認するため)を提示するように指導すること。 ・MR検査の実施者は、MR検査の安全性が確認されること。 ・MR検査の実施は、検査実施施設で定めたMR検査マニュアルを遵守すること。 ・MR検査実施後は、本治療法施行医師が行う通常のフォローアップにおいて、本品に異常がないことを確認すること。 本品のMR検査に対する安全性は非臨床試験のみで検証されている。このことに留意し、本治療法施行医師は患者に対してMR検査を行う場合に起りうる不具合及び有害事象【使用上の注意】欄の「4.不具合・有害事象」参照)について十分に説明すること。 |
| 静磁場強度 [T] | 1.5T, 3T | 1.5T, 3T | 1.5T, 3T | 1.5T, 3T |
| 静磁場強度の勾配 [T/m] 1.5T | ≤30T/m | ≤30T/m | ≤30T/m | ≤30T/m |
| 同上 3T | ≤30T/m | ≤30T/m | ≤30T/m | ≤30T/m |
| MRI装置の表示上の全身平均SARの最大値 [W/kg] 1.5T | 2.0W/kg | 2.0W/kg | 2.0W/kg | 2.0W/kg |
| 同上 3T | 2.0W/kg | 2.0W/kg | 2.0W/kg | 2.0W/kg |
| MRI装置の表示上D1+HMSの最大値 [μT] 1.5T | | | | |
| 同上 3T | | | | |
| 傾斜磁場スルーレーの最大値 [T/m/s] | ≤200T/m/s | ≤200T/m/s | ≤200T/m/s | ≤200T/m/s |
| dB/dtの最大値 [T/s] 1.5T | | | | |
| 同上 3T | | | | |
| 許容される連続撮像時間の最大値 [分] 1.5T | | | | |
| 同上 3T | | | | |
| MR適合性標準を成立させる併用医療機器 販売名1 | | 迷走神経刺激装置VNSシステム | | |
| 同上 承認番号1 | | 22600BZ100008000 | | |
| 同上 デバイス情報1 | | 構成品名:リード | | |
| MR適合性標準を成立させる併用医療機器 販売名2 | | 迷走神経電気刺激用リード | | |
| 同上 承認番号2 | | 23100BZ100004000 | | |
| 同上 デバイス情報2 | | 構成品名:リード | | |
| フルシステムが植え込まれていてシステム診断で問題がない場合 | フルシステムが植え込まれていてシステム診断で問題がある場合 | フルシステムが植え込まれていてシステム診断で問題がない場合 | フルシステムが植え込まれていてシステム診断で問題がない場合 | フルシステムが植え込まれていてシステム診断で問題がない場合 |
| [撮像装置の種類] 水平磁場・クローズドボア(トンネル)型、水素プロトン撮像の臨床用MRI装置 [撮像装置の動作] | [撮像装置の種類] 水平磁場・クローズドボア(トンネル)型、水素プロトン撮像の臨床用MRI装置 [撮像装置の動作] | [撮像装置の種類] 水平磁場・クローズドボア(トンネル)型、水素プロトン撮像の臨床用MRI装置 [撮像装置の動作] | [撮像装置の種類] 水平磁場・クローズドボア(トンネル)型、水素プロトン撮像の臨床用MRI装置 [撮像装置の動作] | [撮像装置の種類] 水平磁場・クローズドボア(トンネル)型、水素プロトン撮像の臨床用MRI装置 [撮像装置の動作] |
| 動作モード:通常操作モード | 動作モード:通常操作モード | 動作モード:通常操作モード | 動作モード:通常操作モード | 動作モード:通常操作モード |
| RF送信用コイル(撮像部位):頭部用又は四肢用コイル [撮像装置の種類] 水平磁場・クローズドボア(トンネル)型、水素プロトン撮像の臨床用MRI装置 [撮像装置の動作] | RF送信用コイル(撮像部位):頭部用又は四肢用コイル [撮像装置の種類] 水平磁場・クローズドボア(トンネル)型、水素プロトン撮像の臨床用MRI装置 [撮像装置の動作] | RF送信用コイル(撮像部位):頭部用又は四肢用コイル [撮像装置の種類] 水平磁場・クローズドボア(トンネル)型、水素プロトン撮像の臨床用MRI装置 [撮像装置の動作] | RF送信用コイル(撮像部位):頭部用又は四肢用コイル [撮像装置の種類] 水平磁場・クローズドボア(トンネル)型、水素プロトン撮像の臨床用MRI装置 [撮像装置の動作] | RF送信用コイル(撮像部位):頭部用又は四肢用コイル [撮像装置の種類] 水平磁場・クローズドボア(トンネル)型、水素プロトン撮像の臨床用MRI装置 [撮像装置の動作] |
| RF送信用コイル(撮像部位):頭部用又は四肢用コイルのアイソセンタ(MRIボアの中心)はC7-T8の外側 | RF送信用コイル(撮像部位):頭部用又は四肢用コイルのアイソセンタ(MRIボアの中心)はC7-T8の外側 | RF送信用コイル(撮像部位):頭部用又は四肢用コイルのアイソセンタ(MRIボアの中心)はC7-T8の外側 | RF送信用コイル(撮像部位):頭部用又は四肢用コイルのアイソセンタ(MRIボアの中心)はC7-T8の外側 | RF送信用コイル(撮像部位):頭部用又は四肢用コイルのアイソセンタ(MRIボアの中心)はC7-T8の外側 |
| RF受信用コイル:制限なし | RF受信用コイル:制限なし | RF受信用コイル:制限なし | RF受信用コイル:制限なし | RF受信用コイル:制限なし |
| RF送信用コイル:最大吸収率(SAR):頭部用送信コイル:3.2W/kg、全身用送信コイル:2.0W/kg、RF送信用コイル:最大吸収率(SAR):頭部用送信コイル:3.2W/kg、全身用送信コイル:2.0W/kg | RF送信用コイル:最大吸収率(SAR):頭部用送信コイル:3.2W/kg、全身用送信コイル:2.0W/kg | RF送信用コイル:最大吸収率(SAR):頭部用送信コイル:3.2W/kg、全身用送信コイル:2.0W/kg | RF送信用コイル:最大吸収率(SAR):頭部用送信コイル:3.2W/kg、全身用送信コイル:2.0W/kg | RF送信用コイル:最大吸収率(SAR):頭部用送信コイル:3.2W/kg、全身用送信コイル:2.0W/kg |
| RF受信用コイル:最大吸収率(SAR):頭部用送信コイル:制限なし、全身用送信コイル:30分以内の枠内でアクリティブ撮像時間が15分以内 | RF受信用コイル:最大吸収率(SAR):頭部用送信コイル:制限なし、全身用送信コイル:30分以内の枠内でアクリティブ撮像時間が15分以内 | RF受信用コイル:最大吸収率(SAR):頭部用送信コイル:制限なし、全身用送信コイル:30分以内の枠内でアクリティブ撮像時間が15分以内 | RF受信用コイル:最大吸収率(SAR):頭部用送信コイル:制限なし、全身用送信コイル:30分以内の枠内でアクリティブ撮像時間が15分以内 | RF受信用コイル:最大吸収率(SAR):頭部用送信コイル:制限なし、全身用送信コイル:30分以内の枠内でアクリティブ撮像時間が15分以内 |
| その他設定:全身用送信コイル:内偏波(CP)モードのみ(シミングなし)※全身用コイルについては、内偏波のRF波で励起可能なものを使用する(このときB1シミング操作を行わない)。 | その他設定:全身用送信コイル:内偏波(CP)モードのみ(シミングなし)※全身用コイルについては、内偏波のRF波で励起可能なものを使用する(このときB1シミング操作を行わない)。 | その他設定:全身用送信コイル:内偏波(CP)モードのみ(シミングなし)※全身用コイルについては、内偏波のRF波で励起可能なものを使用する(このときB1シミング操作を行わない)。 | その他設定:全身用送信コイル:内偏波(CP)モードのみ(シミングなし)※全身用コイルについては、内偏波のRF波で励起可能なものを使用する(このときB1シミング操作を行わない)。 | その他設定:全身用送信コイル:内偏波(CP)モードのみ(シミングなし)※全身用コイルについては、内偏波のRF波で励起可能なものを使用する(このときB1シミング操作を行わない)。 |
| ●MRI検査に関する手順 ・検査前の準備 (1)植え込まれたパルスジェネレータ及びリードが、条件付MRI対応であることを確認する。 (2)インロゲーションを行い、患者に植え込まれているパルスジェネレータの設定情報を記録する。 (3)パルスジェネレータが正常に動作していることを確認するため、システム診断を行う。 (4)ハーフメータ設定を下記のとおりプログラムする。 ・ノーマルモード出力電流:0.00mA ・マグネットモード出力電流:0.00mA ・オート刺激出力電流:0.00mA ・心拍検出:OFF (5)再度インロゲーションを行い、正しくプログラムされていることを確認する。 (6)ハーフジェネレータがC7-T8の間、かつ第4肋骨より下に配置されている場合は、検査を行うことはできない。 | | | | |
| 特記事項 | ●MRI検査は、初回植込み又は交換から少なくとも2週間経過後に実施すること。 ●MRI検査を実施する前に、使用的RFコイルの種類を確認すること。 ●検査条件の項に示されていないコイルを使用すると、パルスジェネレータ及びリードの発熱によって、周辺において組織損傷が発生するおそれがある。他の植込みデバイスと併用してMRI検査を実施しないこと。【他の植込みデバイスと併用した場合の安全性は立証されていないため】 ●腹臥位又は仰臥位以外の姿勢でMRI検査を実施しないこと。 ●MRI検査を開始する前に、患者に対する以下の説明を行うこと。 ・痛み、不快感、その他の通常異なる感觉(刺激・熱)が発生した場合は医師/検査技師へ知らせること。 ・医師/検査技師は、必要があれば検査を中止すること。 ●MRI検査中及び検査後に、パルスジェネレータの故障又は誤動作が疑わられた場合は、直ちに患者をMRI検査室から退室せること。マグネットをパルスジェネレータにかざして刺激を止め、担当医師によるパルスジェネレータの評価を実施すること。 | | | |
| 安全性・効能性示す試験結果 | 温度上昇 [°C] 1.5T 同上 3T アーチファクト [mm] 1.5T 同上 3T | ■本品の近傍が撮像ターゲットである場合、本品を中心として100mm程度の範囲でイメージのゆがみ(アーチファクト)が発生するおそれがあるため、撮像の際は、本品によるアーチファクトについて考慮すること。併用するリードによるアーチファクトの範囲については、併用するリードの添付文書を参照のこと。 | ■本品の近傍が撮像ターゲットである場合、本品を中心として80mm程度の範囲でイメージのゆがみ(アーチファクト)が発生するおそれがあるため、撮像の際は、本品によるアーチファクトについて考慮すること。併用するリードによるアーチファクトの範囲については、併用するリードの添付文書を参照のこと。 | ■本品の近傍が撮像ターゲットである場合、本品のコネクタ部分で約20mm、リードボディで約5mm、先端(電極)部付近で約3mm程度の範囲でイメージのゆがみ(アーチファクト)が発生するおそれがあるため、撮像の際は、本品によるアーチファクトについて考慮すること。併用するリードによるアーチファクトの範囲については、併用するリードの添付文書を参照のこと。 |
| 製品情報 | 承認番号/認証番号/届出書号 22600BZ100008000 | 22900BZ100006000 | 23100BZ100004000 | 30200BZ1000017000 |
| | 添付文書上の販売名 (パルスジェネレータVNS-M103・M104・VNS-M105) | 迷走神経刺激装置VNSシステム | 迷走神経電気刺激用リード (条件付MRI対応) | 迷走神経刺激装置SenTiva (条件付MRI対応) |
| | 製造販売元名 リヴァノヴァ株式会社 | リヴァノヴァ株式会社 | リヴァノヴァ株式会社 | リヴァノヴァ株式会社 |
| | JMDNコード/一般的名称 44041000/抗発作用迷走神経電気刺激装置 44041000/補込み迷走神経電気電極及びリード 70586000/補込み能動型機器用プログラマ | 34210000/抗発作用迷走神経電気刺激装置 | 34210000/抗発作用迷走神経電気刺激装置 35950002/単回使用皮下導通トンネル | 34210000/抗発作用迷走神経電気刺激装置 |
| | 添付文書の最終改訂日 2020年11月改訂第7版 | 2019年10月改訂第4版 | 2022年4月作成第2版 | 2021年8月改訂(第2版) |

※本一覧の掲載情報ならびに迷走神経刺激装置に関するお問い合わせは、右記の各製造販売メーカーまでお願いいたします。

※本一覧は製造販売メーカーから情報をご提供いただき作成しています。

※青い文字は前回からの変更点です。

MRI検査時は必ず添付文書をご確認ください。また、下記HPよりMR安全性情報を参照してください。

リヴァノヴァ株式会社

■URL : <https://www.tenkanchiryo.com/mri/>

■Tel : 03-3595-7630