

# Nextant

医療機器のMR適合性検索システム

## ◆Nextant 開発コンセプト

1. 医療機器のMR適合性検索システム[従来版]の進化版
2. 商品名や製品番号などの商品レベルでの検索を可能に
3. 従来版ユーザーからの要望を機能実装

医療機器のMR適合性検索システム



Nextant

医療機器のMR適合性検索システム

POINT

Nextant/ネクスタントでは、従来版ではできなかった商品同定情報（商品名、製品番号等）での検索が可能になりました

## ◆Nextant 機能比較表

サービス	従来版	Nextant
提供方法	WEB	WEB
データ単位	添付文書レベル	商品レベル
データレコード数	約8400レコード	約20万～
JMDN/一般的名称	402	566
項目数	35	120
添付文書閲覧	あり	あり
MR安全性変更情報	なし	あり
お気に入り、検索履歴	なし	あり
コメント入力	なし	あり
医療機器レポート	なし	あり
ダッシュボード	なし	あり
検索ランキング	なし	あり
データダウンロード機能（追加オプション）*	なし	お問い合わせください
契約単位	個人	法人・個人
提供時間	24時間（第2日曜日除く）	

\* 提供開始時期調整中

## ◆Nextant で確認できる情報


- ① MRI検査に関する安全情報
  - ✓ MR適合性標識など
- ② 許容される使用条件
  - ✓ 各規制値（静磁場強度,SAR,B1+RMSなど）、組合せ医療機器情報など
- ③ 安全性・有効性を示す試験結果
  - ✓ 非臨床試験結果における発熱温度、アーチファクトなど
- ④ 使用禁忌または併用医療機器情報
  - ✓ MR以外の併用禁忌・併用注意医療機器情報
- ⑤ 商品情報
  - ✓ 商品名、商品コード、規格、用途など
- ⑥ 薬事情報
  - ✓ 販売名、添付文書の改訂日、承認番号など

The screenshot displays the 'Nextant' website interface. At the top, there is a navigation bar with 'ホーム', '検索', 'お知らせ', 'お気に入り', '参考情報', 'サポート', 'お問い合わせ', 'お問い合わせ', 'お問い合わせ', and 'お問い合わせ'. Below this, the product details are shown: 'メディエコード M080794', 'MR適合性標識 MR Conditional', '商品名 分体型メインボディ', '販売元 コスモテック(COSMOTEC)', '薬事申請書上の販売名 AFXステントグラフトシステム', '製造販売元 日本ライフライン'. The main content area is titled '2021年3月 第4版' and 'MRI検査に関する安全情報'. It contains a table with the following data:

警告されている可能性のある部位	頭部（骨盤を含む）
添付文書記載の材質	PFFE コバルトクロム合金 ポリプロピレン ポリエーテルエーテルケトン ポリエーテルブレン ステンレススチール
MRI検査の安全性に関する記載の有無	有
MR適合性標識の要件記載の有無	有
MR適合性標識の要件	国際規格試験に基づいているか確認できていない記載がある
試験関連規格	MR適合性標識 MR Conditional
安全性（国際）コメント	【使用上の注意】 1. 重要な基本的注意 1.6. 非臨床試験から、AFXステントグラフトは条件付きで安全（MRConditional）にスキャンされることが実証されている。
施設基準を満たす必要がある有無	無
エックス線機器別マーク及び識別番号	

Below the table, there is a section for '許容される使用条件' and a table for 'MR適合性標識を成立させる併用医療機器'. The table has columns for 'MRI装置形式', '静磁場強度(T)', and values for 1.5T and 3T. The values are: 静磁場強度の均配の最大値 (T/m) 27.5, MRI装置の表示上の全身平均SARの最大値 (W/kg) 2.0, MRI装置の表示上の頭部平均SARの最大値 (W/kg) 2.0, 全身平均SAR,B1+RMSの適用, MRI装置の表示上のB1+RMSの最大値 (μT), 結核菌電スレーットの最大値 (T/m/s) 15, dB / dnの最大値 (T/s) 15, 許容される連続撮影時間の最大値 (分) 15, 撮影時間 (分), 撮影時間 (分), 管理操作モード 遠隔操作モード, アイスセンターに関する制限, コイルに関する制限, 検査中に必要な監視, 検査に必要な組み込み前後経過時間, 検査可能な体位, 体温, 体位, 身長.

## ◆Nextant 新機能・サービス



\*データダウンロードは  
お問合せ下さい

## ◆検索サポート

**Nextant**

ホーム | **検索** | お知らせ | お気に入り | 参考情報 | サポート | お問い合わせ | 会員情報 | 管理情報

検索

『添付文書の販売名』『商品名』等でも検索可

名称 商品名、販売名、またはJMDNコードを入力して下さい。

コード 商品コード、型番、JANコード、またはJMDNコードを入力して下さい。

『商品コード』『型番』『JANコード』等でも検索可

メディアコード

蓄積されている可能性がある部位  頭部  頭頸部  歯科口腔  胸部 (心臓を含む)  腹部 (骨盤を含む)  四肢  体表  体外

メーカー

『術式名称』『処置名称』『診療行為区分番号』等でも検索可

診療行為

メディア分類

MR適合性標準  MR Safe  MR Conditional  MR Unsafe  Safety in MRI Not Evaluated

各データにコメント入力した内容で検索可  
※個人3パターン、共有(施設)3パターン

静磁場強度(T)  1.5  3  0.2  0.3  1

コメント (個人/共有)

エックス線で視認できる医療機器識別番号で検索可

JMDNコード/一般的名称

MR検査の安全性に関する記載の有無

エックス線機器別マーカ及び識別番号

承認番号/認証番号/届出番号

2023年2月時点の情報です。上記には変更が生じる可能性があります。

POINT

検索項目を増やすことで、より多角的で  
スムーズな検索が可能になりました

## ◆安全情報キャッチアップ

MR安全性変更情報お知らせ	ダッシュボード	検索ランキング
 <ul style="list-style-type: none"> <li>MR安全性情報に変更情報を確認することができます。</li> <li>ご登録いただいているメールアドレスに通知するサービスもございます。*</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>手元に医療機器情報がない場合に、製品カテゴリごとのMR適合性標識割合を一目で確認できるダッシュボードです。</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>全てのユーザーにおける検索ランキングです。どの製品が注目されているかトレンドを知ることができます。</li> </ul>

\*メール通知サービスは提供開始時期調整中

POINT

最新の安全情報をよりキャッチしやすくなりました

## ◆院内コミュニケーション

システム管理者がシステム利用者を登録・管理をすることができます。  
※同施設で医療に従事している方に限ります。

**Nextant**

ホーム | 検索 | お知らせ | お気に入り | 参考情報 | サポート | お問い合わせ | 会員情報 | 管理情報

利用者情報一覧 利用者登録数: 17件 / 最大: 100件 [利用者の追加](#)

利用者情報で絞り込みができます 通知 管理者権限 絞り込む

表示件数: 30 | 検索結果: 17件中 1 ~ 17件


利用者名 ▲	部署	役職	メールアドレス	通知	管理者権限
○山 △男	放射線科		****@***.***	受け取る	あり
□田 □之	放射線部	技師長	*****@***.***	受け取る	あり
△川 ○郎	整形外科		***@***.***	受け取る	あり
△谷 ○子	脳神経外科		*****@***.***	受け取る	あり
○本 ○美	地域連携室	主任	*****@***.***	受け取る	あり

POINT

IDをシステム内で自由に発行できます。  
院内の複数部門をまたがったご利用が可能となりました

POINT

## ◆患者コミュニケーション



※ 赤点線部分が印刷されます。

Nextant 医療機器レポート 2023年2月7日  
メディエ株式会社レニュー橋境  
コードセンター

医療機関等記入欄

患者名：菜地 花子

デバイス挿入（設置）日付：2020年8月21日

デバイス挿入部位：腹部大動脈

備考：

商品基本情報

メディエコード	M003713
商品名	分岐型メインポディ
規格	22x16mm Lg 120mm
商品コード	BA22-00116-40
型番	
JANコード	0818009010124
販売元	日本ライフライン
製造販売元	日本ライフライン
添付文書上の販売名	A F Xステントグラフトシステム (A F X イボステントグラフトシステム)
JMDNコード／一般約名称	70488000／大動脈用ステントグラフト
承認番号／認証番号／届出番号	22700BZX00387000

MR安全性情報

MR適合性標準	MR Conditional
施設登録を完了する必要の有無	無
エックス線機器別マーカ及び識別番号	
併用禁忌医療機器情報	
併用注意医療機器情報	

印刷 閉じる

POINT

医療機器ごとの情報を出力できるので、患者様へのお渡し、院内部門間の連絡票、地域連携等にもご活用いただけます。

## ◆価格/提供方法

契約単位	法人様のご契約			個人様のご契約
プラン	Nextant Standard	Nextant Hospital	Nextant Clinic	Nextant Personal
対象	病院・診療所	病院	診療所	①日本国内の医療機関に勤務する医師、歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、看護師、薬剤師、医療事務職員） <sup>*1</sup> ②日本国内の動物医療センター及び動物病院に勤務する獣医師 ③日本国内の医療機器製造販売元、医療機器メーカーの業界団体、医療教育機関、医療研究機関およびMR安全性評価機関の職員
	画像診断管理加算（1・2・3）算定のある医療機関（病院・診療所）	画像診断管理加算算定のない医療機関（病院）	画像診断管理加算算定のない医療機関（診療所）	
発行ID数	制限なし			1個
金額（税込）	8,800円 / 月	6,600円 / 月	4,400円 / 月	1,100円 / 月
契約期間	1年単位（自動更新）			サブスクリプション
契約方法	利用規約同意書（電子取引）**			利用規約の同意
決済方法	クレジットカードまたは口座振替（月払い）			クレジットカード（月払い）

\*1 Nextant Personal①に該当する方へのご提供は期間限定（2024年6月末まで）となります。

予めご承知おきの上、お申込みくださいますようお願い申し上げます。

※②③該当の方はこの限りではございません。

\*\* 契約方法、決済方法など不明点等はお問合せ下さい。

## ◆ご利用上の注意

### (1) 推奨ブラウザ

当サイトでは、下記のブラウザでご利用頂けます。安全・快適にご利用いただくためには、各最新バージョンのご利用を推奨します。

- ・ Chrome
- ・ Edge
- ・ Firefox
- ・ Safari

### (2) JavaScript

- ・当サイトでは、より便利で快適にご利用いただくために JavaScript を使用しています。
- ・ご利用のブラウザの設定にて、JavaScript を「有効にする」に設定してご利用下さい。
- ・ご使用のブラウザ設定において JavaScript をオン（有効）にされていない場合には、正しく機能しない、もしくは正しく表示されない場合がございます。

### (3) Cookie

- ・ウェブサイトからお客様のコンピュータを識別するため、ウェブサイトからお客様のコンピュータのハードディスクドライブに転送されるデータのことです。
- ・ご利用のブラウザの設定にて、Cookie を受け入れるよう設定してご利用下さい。
- ・弊社は、ページ間の情報の引き継ぎ管理、不正アクセス防止のために Cookie を使用し、Cookie から得た情報を第三者に公開することはありません。

### (4) セキュリティ

- ・当サイトでは、データ伝送を保護するために業界標準の暗号通信技術 SSL（Secure Socket Layer）を利用しています。
- ・SSL 通信では、お客様がお持ちの情報などを暗号化して送信しますので、送信中に第三者にデータを傍受されても、個人情報などのデータを読み取られることはありません。
- ・ご利用のブラウザの設定にて、「SSL の設定を有効」にしてご利用下さい。

### (5) 使用可能なデバイス

- ・ PC
  - ・ タブレット
- ※スマートフォンではご利用いただけません。

<お問い合わせ>

メディア株式会社 mrtekigousei@medie.co.jp

〒104-0042 東京都中央区入船三丁目 10-9 新富町ビル 3F

E-mail: mrtekigousei@medie.co.jp



2023.7.5